



JOYSOFT FIORDILATTE 8 (4X2)

Preparato in polvere per la produzione di gelato soft al fiordilatte.

DETTAGLI PRODOTTO

COD 01070827

CLAIM

MODALITÀ D'USO

JOYSOFT FIORDILATTE g 2000

acqua l 4

Versare JOYSOFT FIORDILATTE nell'acqua, agitare vigorosamente con frusta. Lasciare riposare la miscela per 15/20 minuti e dopo un'altra breve agitazione con la frusta, versare poi la miscela nell'apposita macchina per gelato soft.

Richiudere accuratamente il sacchetto dopo ogni prelievo.

DENOMINAZIONE TECNICA

prodotto semilavorato per gelato soft.

ALLERGENI / CONTAMINAZIONI

ALLERGENI



CONTAMINAZIONI

